



2 az 1-ben

**VÁKUUMMASSZÁZS RENDSZER
+ Belső Golyós Görgő**

Egészséges Alakformáló Kezelés





Működési Elv

— Vákuummasszázs rendszer




Masszázs és kaparás



Keringéselősegítése



Szépségápolás és öregedésgátlás




Kompakt karcsúsítás



Fájdalom-szabályozás

Kezelési művelet: Sejtstimuláció

Célzott mechanikai stimuláció a felszínen



Megfelelő sejtválasz mélységi hatással

Termelőds

Kollagén és
elasztin termelőds

Endothel sejtek

Vénás- és
nyirokkeringés

Adipociták

Erőteljes
felépítések

Háromféle Kezelés

Arcápolás és Öregedésgátlás:

Az arcra irányuló művelet képes revitalizálni az emberi fibroblasztokat, hogy kollagént, rugalmas rostokat, hialuronsavat és más anyagokat termeljenek, és helyreállítsák a bőr vitalitását;

Megoldást jelenthet az olyan problémákra, mint a sárgás tompa arcbőr, a nem tiszta kontúr, a rugalmasság hiánya, a laza bőr, a ráncok, a kettős áll és az arc depressziója.

Karcsú test formálása:

Az adipociták lebontása, de az $\alpha 2$ receptorok és a β receptorok mobilizációja révén is csökkenti, lebontja, majd izomenergiává alakítja a lipideket, csökkenti a zsírtérfogatot, feszebbé teszi a bőrt, formálja a testet. Képes orvosolni a cellulit felhalmozódását, a test elhízását, a narancsbőrös szövetet, a vizenyőt/ödémát, stb.

Fizikoterápia:

Revitalizálja az endothel sejteket, eltávolítja a felesleges vizet és a káros anyagokat a testből, és megfiatalítja a testet, távol tartja az egyes sportok vagy más tényezők által okozott sérüléseket és izomfájdalmakat; Megszüntetheti a myofascialis fájdalmat, az izomtörzs duzzanatát, a traumás duzzanatot és gyulladást, az izomhúzódásokat, az izomszöveti fibrózist, a tejsav felhalmozódását, az izomsav duzzanatát és egyéb egészségügyi panaszokat.


Működési Elv

— Belső Golyós Görgő

5 FÉLE MŰVELET


A kompressziós mikrovibráció alacsony frekvenciájú rezgéseket bocsát ki, amelyek pulzáló ritmikus mozgásokat eredményeznek 5 féle terápiás hatással a szövetekre, átfogó kezelést biztosítva.

ANALGETIKUS HATÁS




- A receptortestek stimulálása és a fókuszgömbök kiengedése
- A mérgező anyagok eltávolítása és az anyagcsere javítása

VÍZTELENÍTŐ HATÁS



- Ellentétes gömbforgás, lüktető és ritmikus mozgás
- A proximálisból a disztálisba fokozatosan pumpál, ahogy a folyadék mozog

VÉRKERINGÉST JAVÍTÓ HATÁS




- Gömbök méhsejt-szerű elrendezése
- Progresszív szöveti kompresszió
- Érendszeri "edzés" hatás
- Megfordított hidrosztatikus nyomás

ÁTFORMÁLÓ HATÁS




- A rostos aggregátumok mikrokompressziója
- Aktív izomellenállás
- A zsíros aggregátumok lebontása és a szklerózis csökkentése

TONIZÁLÓ ÉS RELAXÁLÓ HATÁS



- Az izom- és ínserkezet stimulálása
- Az izomtrofizmus növelése az oxigén és a tápanyagok jobb felvétele érdekében

Öfféle együttes hatás




A hajszálér-keringés felépítése

Köszönjük, hogy minket választott — Előnyök



Multifunkcionális Készülék 5 Kezelőfejjel

Öt különböző funkcionális kezelőfej hat az arcra és a testre. Gyorsabb és jobb kezelési eredményeket érhet el ezáltal..



Intelligens Hőmérséklet-szabályozó Rendszer

A kezelés előtt állítsa be a bőr célhőmérsékletét, és mindig tartsa a hőmérsékletet a beállított szinten, amivel hatékonyan elkerülhető a szövetek károsodása.



Szabadalmaztatott Zsírleszívó Kezelőfej

Ergonomikus kialakítású, kiváló a fogása és kényelmes a kezelhetősége, így a kozmetikus nyugodtabbnak érzi magát, és kevésbé lesz hajlamos a fáradtságra és az izomhúzódásra.



Valós Idejű Hőmérséklet-érzékelő Rendszer

A kimenő energia valós idejű vezérlése, a bőr hőmérsékletének valós idejű érzékelése, és a bőr hőmérsékletének valós idejű megjelenítése a kezelés során, biztonságosan és hatékonyan.




Nem Invazív

Nincs felépülési idő, és azt csinálhat, amit csak akar, anélkül, hogy a kezelés befolyásolná a megszokott munkáját és életét.



Biztonságos és Hatékony

Tisztán fizikai jellegű, nem károsítja a bőrt, a legjobb és legmélyebb hatást fejti ki.



Hosszú Távú Hatások

Hosszan tartó hatás, a kezelés után a bőr minden nap javulni fog a folyamatos új kollagén-termelésnek köszönhetően. Kb. 4-6 hónap alatt még jelentősebb és kielégítőbb eredményeket ér majd el.



Kényelmes Munka-takarékos Praktikus

A kezelési folyamat sokkal kényelmesebb, akár csak a kézi zsírleszívás a narancsbőr kezelésére, ami nagymértékben csökkenti a kezelés okozta fájdalmat.

A Készülék Bemutatója



Kezelőeszközök Bemutatása

Testkezelő Fej



Nyomásérték beállítása, 1-10 közötti tartományon belül kattintson a **【+】** **【-】** jelekre a beállításhoz, a javasolt paraméter 3-5.



- A: Felfelé gördülés: a két görgő felfelé fordul (az óramutató járásával megegyező irányban);
- B: Lefelé gördülés: a két görgő lefelé fordul (az óramutató járásával ellentétes irányban);
- C: Befelé gördülés: mindkét kerék egyidejűleg befelé fordul;
- D: Kifelé gördülés: mindkét kerék egyidejűleg kifelé fordul.

Start

Szünet

Szívás Kioldási Frekvenciája kattintson a **【+】** **【-】** jelekre a beállításhoz

Görgő forgási sebessége kattintson a **【+】** **【-】** jelekre a beállításhoz

Szívás Kioldási Ideje kattintson a **【+】** **【-】** jelekre a beállításhoz

Görgő forgási sebessége kattintson a **【+】** **【-】** jelekre a beállításhoz

Célzott Testkontúrozás



3 FÉLE GÖRGETÉS A CÉLZOTT TESTKONTÚROZÁSÉRT



Roll'up Major Roll'up Minor

- Kisimítja a narancsbőrt
- Fokozza a folyadékcserét
- Átformálja a test görbületeit

Roll' In


- A vastag zsírerakódásokat célozza
- Stimulálja az adipocitákat
- Aktiválja a zsírbontást

Roll' Out

- Serkenti a kollagén- és elasztintermelést
- Tonizálja a bőrszövetet

Kezelőeszközök Bemutatása

Arckezelő Fej



HIALURONSAV

+80%*

FFESZESSÉG

+23%*

ELASZTIN

+46%*

KISIMÍTOTT
RÁNC

+21%*



alkalmas arcra, nyakra, stb.



alkalmas szűk területekre,
például a szem és az ajkak
köré, az ujjak köré, stb.

Természetes módja a **BŐR BELÜLRŐL** **VALÓ MEGFIATALÍTÁSÁNAK!**

Fordítsa vissza a bőr természetes öregedését!

- > **Szekvenciális szívás** (#1 az ábrán), a bőrön belüli hatás mélységének beállítása érdekében (felületes fibroblasztok, fibroblasztok a ráncok alján, mikrokeringési rendszer, nyirokrendszer, zsírsejtek stb..)
- > **A szárnyak pulzációinak sebessége** (#2 az ábrán), hogy stimulálja a célzott sejtek aktivitását (feszíti a bőrt, csökkenti a ráncokat, feltölti, vízteleníti és oxigénnel látja el a bőrt, felszabadítja a zsírt stb.)..

3 SEKVENCIÁLIS ELJÁRÁS A BŐR CÉLZOTT HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ



Arcsín tisztítása



Ráncok kitöltése



Feszés arckontúrok



4 impulzus/mp(4 Hz)

- Revaszkularizáció az egészséges ragyogásért
- Méreganyagok eltávolítása
- Csökkenti a puffadtságot és a sötét karikákat



8 impulzus/mp(8 Hz)

- A finom vonalak és ráncok kisimítása
- Például: szarkalábak, ráncok, aggodalomra okot adó barázdák, ajkráncok



16 impulzus/mp(16 Hz)

- Állkapocsvonalak újraformálása
- Feszés állkapocs
- Nevetőráncok (nasolabialis redők) csökkentése

GYORS ÖREGEDÉSGÁTLÓ KEZELÉS, hatékony és természetes Arckezelő Fej

30 perc

- ▶ Visszaállítja a bőr sűrűségét a természetes volumennövelő hatásért
- ▶ Megduplázza* a bőr "önhidratáltságát"
- ▶ Kisimítja a ráncokat és a finom vonalakat

Üreges állakra vagy beesett arcvonásokra hajlamos arcok számára

10 perc

- ▶ Szemráncok / Szájkörnyék
- ▶ Ovális arc / Kettős áll / Nyak
- ▶ Nyakvonal / Kezek
- ▶ Felső arczóna / Puffadt szem és sötét karikák

Egy adott területet céloz meg a gyors és hatékony
kezelés érdekében

30 perc

- ▶ Aktiválja a természetes lipolízis folyamatát a bőr finomítása érdekében
- ▶ eltávolítja a toxinokat, hogy reaktiválja az arc ragyogását
- ▶ Kisimítja a bőrt

Az eltömődött vagy kitágult pórusokra hajlamos arcok számára

30 perc

- ▶ Feszíti a bőrt a természetes élénkítő hatásért
- ▶ Lágycsökkenti a bőrt a jobb védelem érdekében
- ▶ Megszünteti a kollagén pusztulást

Megereszkedésre hajlamos arcokra

15 perc

- ▶ Gyengéden hámlasztja a bőrt
- ▶ Megduplázza* a fény visszaverődését a bőrön
- ▶ Kisimítja a bőr textúráját

A sztárok sminkesei használják, ideális "flash"
kezelés egy különleges alkalomra

20 perc

- ▶ Kiegyenlíti a volumeneket
- ▶ Kisimítja a bőr textúráját
- ▶ eltávolítja a toxinokat és tisztítja a bőrt

Ideális kezelés egy nagy buli utáni napon vagy az időeltolódás utáni regenerálódásra, a
fáradtság jeleinek eltüntetése érdekében

M30 Görgős Kezelőfej



Alkalmas kis területekhez, és
amikor a kiegészítő testkezelő fej nem
tudja kezelni az adott felületet, mint
például a vállakat, kis kezeket stb.



Az egyrészes alakformáló ruha csúcsminőséget képvisel, amelyet
kifejezetten a vela roller slim készülékhez terveztek.


A lipomasszázs során az egyrészes bodyruha segít abban, hogy a
kezelőfej pontosabban illeszkedjen a bőrre és a kötőszövetekre, és
kényelmesebben haladjon át a testen, hogy fokozza a gép kezelési
hatását. Ugyanakkor szigorúan személyes használatra szolgál a tökéletes
higiénia biztosítása érdekében, és az átlátszatlan terület nagyobb
figyelmet fordít a kezelés során a privát szférájának védelmére.

Testformáló Hatás

- Testkontúrozási technika látható, hosszan tartó eredményekkel (6 kezelés);
- 100%-ban természetes, kellemes és hatékony;
- Csökkentheti a helyi zsírrétegeket, amelyek ellenállnak a diétának és a testmozgásnak.

EREDMÉNYEK :

- A VALESHAPE mechanikus stimulációja mélyrehatóan kisimítja a dermális-hypodermális átmenetet.



Előtte

Utána


- A bőr láthatóan kisimul.



0. Hét


16. Hét

- A lipolízis természetes módon reaktiválódik.



ELŐTTE

UTÁNA



Fokozza az adipociták lipolízisét



Optimalizálja a folyadékcserét



Kezelési területek:

- Kettős áll
- Hónaljárok
- Karok
- Bikini Vonal
- Has
- Deréktájék
- Úszógumi
- Fenék Alatti Rész
- Külső Combok
- Belső Combok
- Térdek



Előtte és Utána

1 ANDROIDOS CELLULIT MASSÁZS KEZELÉS

Csökkenti a zsírrakódásokat a felsőtest karcsúsítása érdekében




ELŐTTE

UTÁNA

4 VALESHAPE CELLULIT-KISIMÍTÓ KEZELÉS

Csökkenti a zsírrakódásokat, kisimítja a narancsbőrt és újraéleszti a bőrt.



ELŐTTE

UTÁNA

2 NŐGYÓGYÁSZATI CELLULIT MASSÁZS KEZELÉS

Karcsúsítja a külső és belső combokat, és kisimítja a narancsbőrt.



ELŐTTE

UTÁNA

5 VALESHAPE VÍZTELENÍTŐ KEZELÉS-VIZES CELLULIT

Elvezeti és kisimítja a "vizes" cellulitot.



ELŐTTE

UTÁNA

3 CELLULIT MASSÁZS TELJES ÁPOLÁS

Csökkenti a makacs zsírrakódásokat (felső- és alsótest), kisimítja a narancsbőr gödröcskéit, és feszesíti a bőrt.




ELŐTTE

UTÁNA

6 VALESHAPE FESZESÍTŐ ÉS KONTÚROZÓ KEZELÉS

Intenzívebbé teszi a kollagén- és elasztintermelést a bőr mélyreható újraélesztése érdekében.




ELŐTTE

UTÁNA

Bőrfiatalító Hatás


- Öregedésgátló technológia azonnali látható eredményekkel;
- 100%-ban természetes, nem invazív, nem agresszív, kellemes és hatékony;
- Mélyen a dermiszen belül, látható eredményeket hozva a bőr felszínén.



EREDMÉNYEK NYOLC HÉT UTÁN:


A kollagén- és elasztinrostok revitalizálódnak, a bőr sűrűsége helyreáll.

- A kollagén- (A) és elasztinrostok (B) hálózata sűrűbb, megerősített szerkezetű.




0. Hét

8. Hét




0. Hét

8. Hét



- Az arckontúrok láthatóan újradefiniálódnak.



Kezelési területek:

- Nyak és nyakvonal
- Megereszkedett állvonal
- Tokák
- Marionett vonalak (ajaksarkok)
- Ajakvonalak (dohányos vonalak)
- Szarkalábak
- Arccsontok meghatározása
- Puffadt szemek, sötét karikák
- Nasolabiális ráncok (nevetőráncok)
- Aggodalom ráncok (vízszintes homlokráncok)
- Rosszalló ráncok (függőleges homlokráncok)

Előtte és Utána

1 RAGYOGÓ ARCBŐR LIFTING KEZELÉS

Újraéleszti és felélenkíti a fáradt, fakó bőrt, amelyet a fáradtság, a dohányzás vagy a stressz kimerített.

15 + 5

VALESHAPE Kozmetika



4 DÚSÍTÓ RÁNCTALANÍTÓ KEZELÉS

Minden egyes ráncot megcéláz és feltölt - természetes módon.

30 + 20

VALESHAPE Kozmetika



2 SZEMRÁNC KEZELÉS

Kisimítja a ráncokat, csökkenti a puffadtságot és eltünteti a sötét karikákat.

20 + 10

VALESHAPE Kozmetika



5 ARC-KARCÚSÍTÓ LIFTING KEZELÉS

Megszünteti a kettős állat, a tokákat és a nyaki görcsöket.

30 + 5

VALESHAPE Kozmetika




3 KOLLAGÉN AKTIVÁLÓ FESZESÍTŐ KEZELÉS

Feszíti és regenerálja a bőr szerkezetét

30 + 20

VALESHAPE Kozmetika



6 SEJTREGENERÁLÓ LIFTING KEZELÉS

Teljes körű öregedésgátló megoldás az arc, az állkapocs, a nyak és a dekoltázs számára.

40 + 25

VALESHAPE Kozmetika



Kezelőeszközök Bemutatása

Golyós testkezelő-A Test Karcsúsítása

egyesíti a mechanikus kompressziós mikrovibrációt és infravörös sugárzási technológiát egyben, és a bőrön végzett folyamatos nyomó-húzó gyűrő oda-vissza mozgás következtében a szövetek bizonyos nyomást és emelő hatást tapasztalnak, ami segít a bőrszövet tónusának és feszségének növelésében, a narancsbőr csökkentésében és a kontúr alakjának kialakításában.



Gönggös arckezelő - Arcemelés

egyesíti a mechanikus kompressziós mikrovibrációt és az infravörös technológiát egyben, és a bőr folyamatos nyomásának, húzásának és gyúrásának oda-vissza mozgása következtében a szövetek bizonyos nyomást és emelő hatásokat tapasztalnak, ami hatékonyan csökkenti a duzzanatot, ellenáll a szövetek megereszkedésének, és jelentősen megfiatalítja az arcot.



ARCKEZELÉS

- ☐ Száj • Járomcsont • Orcák • Szemek • Glabella • Homlok
- Nyak és a nyakvonal területe • Mell
- Injekciós kezelések előtt és után



Serkenti a kollagéntermelést



Ellazítja az összehúzódtott izmokat (mimikai vonalakat)



Javítja a vaszkularizációt és az oxigenizációt



Kisimítja a ráncokat



Megemeli és feszesíti a bőrt

TESTKEZELÉS

- ☐ Cellulit • Narancshéj bőr • Összehúzódtott izmok • Ödéma duzzadt lábak
- Karok • Fenék • Bokák • Hasi zsír
- Mellfeszesítés • Terhesség utáni kezelés



Tonizálja az izmokat



Javítja a test formáját



Csökkenti a narancshéj bőrt




Javítja a vénás vérkeringést



Csökkenti a nyirokfolyadék visszatartást

Technológiai Újítások

- 15.6" 4K képernyő
- Humanizált interfész, Könnyű kezelhetőség
- Független interfész beállítások a különböző kezelőfejekhez
 - Választhat Férfi vagy Nő között





Műszaki leírás

Termék Neve	VÁKUUMMASSZÁZS RENDSZER + Belső Golyós Görgő
Érintőképernyő	15.6" érintőképernyő
Kiegészítők	2 Szárnyas kezelőfej 3 Görgős kezelőfej(5cm/7cm/8cm)
Légnyomás	1-10 szintek
Görgők rotációs iránya	Görgetés felfelé + lefelé + befelé + kifelé
Negatív nyomás	10-70kpa
Forgási sebesség	60-300RPM
A nagy kezelőfej sebessége	450rpm
A kis kezelőfej sebessége	410rpm
Kimeneti frekvencia	40-254Hz
Biztosíték	5A
Teljesítmény	10-800W
Üzemi feszültség	AC110V~ 220V+10%, 50Hz- 60Hz